

# Łóżka





	OPIS	X'PRESS	X'PRIM 3	AERYS	DUO DIVISYS	XXL DUO DIVISYS	WYMIARY	WYKOŃCZENIE/ MATERIAŁY
1	Barierka epoksydowa	•	•	•	•	•	Długość w pozycji pionowej: 1,47 m Wysokość: 39,5 cm od podstawy leża	Epoksydowa
2	Barierka uzupełniająca do barierek 3/4	•	•	•	•	•	Długość: 70 cm Wysokość: 37,5 cm	Epoksydowa
3	Barierka drewniana	•	•	•	•	•	Cała długość łóżka Wysokość: 37,5 cm od podstawy leża	Pokrycie polimerowe
4	Barierka 1/2 + 1/2	•	•	•	•	•	3 wysokości użytkowania	Aluminium / Lite drewno
5	Teleskopowy wieszak z 2-ma lub 4-ma zaczepami	•	•	•	•	•	Regulowana wysokość: 72-141 cm	
6	Wieszak na kółkach, 2 zaczepy , 4 zaczepy	•	•	•	•	•	2 zaczepy - stała wysokość: 120 cm, 4 zaczepy - regulowana wysokość: 115 do 220 cm	Stal nierdzewna Plastikowe zaczepy
7	Uchwyt na kaczkę	Kompatybilny tylko z łóżkiem Medicalys						Epoksydowy
8	Uchwyt na basen mocowany do ściany							Epoksydowy
9	Elastyczny uchwyt na pilota	•	•	•	•	•		Magnes / Epoksydowy
10	Hak na worek urologiczny	Kompatybilny tylko z łóżkiem Medicalys						Epoksydowy
11	Odbojnik X'PRIM 3		•					Epoksydowy
12	Przedłużenie leża	•	•	•	•	•	Długość: 20cm	Epoksydowy
13	Zintegrowane przedłużenie leża do AERYS			•			Głębokość: 20 cm Szerokość: 90 cm	Epoksydowy/Kompakt
14	Barierka wspomagająca (kompatybilna z poręczami i długimi poręczami bocznymi)	•	•	•	•	•	Wysokość: 35 cm Długość: 29 cm	Epoksydowy
15	Wysięgnik	•	•	•	•	•	Wysokość: 198 cm	Epoksydowy
16	Wysięgnik na podstawie w literę "U"	•	•	•	•	•		Epoksydowy

1 –rok gwarancji na akcesoria, w normalnych warunkach użytkowania i wyłączaając części zużywalne –patrz instrukcja.



Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr  
[www.winncare.fr](http://www.winncare.fr)



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINN CARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

