

KALIN




**Łóżko medyczne i akcesoria dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat
lub dla osób dorosłych o nietypowej budowie ciała,
o wzroście do 145 cm.**

Konfiguracja standardowa



Regulacja wysokości
30 - 76 cm Kąt nachylenia:
do 70°



Mechanika, instalacja
elektryczna oraz pilot



Panele
i akcesoria

GŁÓWNE CECHY

- Skrzynka zabezpieczająca pilota
- Pilot z wyborem funkcji blokady
- Barierki drewniane w standardzie
- Ogranicznik ścienny w standardzie
- Regulowana wysokość: od 30 do 76 cm
- Napęd LINAK
- 3 funkcje elektryczne



Pełne drewniane barierki
o standardowych długościach.




STANDARDOWY ODBÓJ ŚCIENNY



OBUDOWA ZABEZPIECZAJĄCA PILOTA
Umieszczona za panelem wezglowia.

Compatible avec



DOSTOSOWANA GAMA MATERACY

Prosty materac piankowy lub materac ALOVA z pianki wiskoelastycznej, zapobiegający odleżynom.

NAZWA	KALIN
Stelaż łóżka	szer. 80 × dł. 170 cm
Podnoszenie nóg	Zgięcie kolan 40,3° i 14,5°; regulacja podnóżków za pomocą listew zębatych.
Udźwig	Bezpieczne obciążenie robocze: 115 kg Maksymalna masa pacjenta: 70 kg / Akcesoria: 30 kg / Materac: 15 kg
Koła	Ø 100 mm
Napęd	LINAK IP 54
Masa wyposażenia	Wersja P 70 kg

+ Opcje

Awaryjne opuszczanie



Hamulec centralny



Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy



Producent: WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Dystrybucja:
WinnCare Polska Sp. z o. o.

Wyrób medyczny klasy I CE

