

LAMBDA 175



Lambda jest idealnym wyborem do użytku instytucjonalnego. Estetyczny wygląd oraz wyjątkowa funkcjonalność Lambdy są przykładem innowacyjnego, skandynawskiego designu w najlepszym wydaniu.

 ≤ 175 kg



ZALETY PRODUKTU

ERGONOMIA

Zakres regulacji wysokości umożliwiający dostosowanie do wzrostu każdego opiekuna.

BEZPIECZEŃSTWO

Boczne, przednie i tylne barierki można złożyć.

KOMFORT

Regulacja nachylenia (pozycja anti-Trendelenburga) w zakresie od 0 do 10°.

WÓZKOWANNA



HAMOWANIE

System hamowania parami ułatwiający pracę personelu medycznego



ERGONOMICZNY PILOT



KOŁA

Średnica kół: 150 mm




AKUMULATOR O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

40/60 cykli

Główne cechy:

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
- Elektrycznie regulowana wysokość w zakresie od 60 cm do 105 cm
- Powierzchnia leżyska: 1,87 m x 60 cm
- Centralny system hamulcowy (na parowanych kołach)
- Stopień ochrony IP65



Szerokość całkowita	Długość całkowita	Wysokość regulowana	Długość użytkowa	Szerokość użytkowa	Średnica kół	Wydajność	Akumulator	Waga
A = 78 cm	B = 206 cm	C = 60–105 cm	D = 187 cm	E = 60 cm	150 mm	40/60 cykli przy obciążeniu 80 kg	LINAK	115 kg

Model	Numer produktu:
Lambda z materacem	012-00002

Model	Numer produktu:
Ładowarka	253-00201
Dodatkowy akumulator	018-03241
Poduszka	012-00005



Producent: WINNCARE NORDIC
Tålborgvej 12, 4220 Korsør (Danemark)



Miejsce produkcji:
Jasien (PL)

Dystrybutor: WinnCare Polska Sp. z o.o.
ul. Łubska 17, 68-320 Jasień

Wyrób medyczny klasy I  