

MOBILE FLEX 4



OPIS PRODUKTU



- Mobile Flex jest elastycznym systemem, który od razu po montażu można zacząć używać. System Mobile Flex łatwo się montuje oraz nie wymaga żadnych zmian w pokoju.


- Wolnostojący system suwnicowy od firmy Ergolet.

- Posiada wiele opcji regulacji, Mobile Flex spełnia wszystkie potrzeby w podnoszeniu i przenoszeniu osób.

- W połączeniu z podnośnikiem sufitowym Luna, Mobile Flex staje się łatwym i funkcjonalnym systemem podnośnikowym.

Zalety:

- Maksymalny udźwig do 275 kg
- Wykorzystuje pełną zdolność udźwigu podnośnika sufitowego Luna
- Dostępny w kilku wariantach
- Maksymalna powierzchnia pokrycia 16m² (4x4m)
- W pełni regulowany system 4-kolumnowy
- Mocowanie Luni na szynie
- Może być używany na zewnątrz



Łatwa regulacja bez użycia narzędzi

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Praktyczna konstrukcja i prosta funkcjonalność
- System obejmujący pokój
- Łatwość w czyszczeniu



Łatwa regulacja wysokości (mechanizm sprężyny gazowej). Prosta instrukcja znajduje się nad uchwytem

Model	Numer produktu
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x3 metry	016-01220
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x4 metry	016-01221
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x3 metry	016-01222
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x4 metry	016-01223

Maksymalny udźwig: 275 kg

	3x3 (szyna x suwnica)	3x4 (szyna x suwnica)	4x3 (szyna x suwnica)	4x4 (szyna x suwnica)
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3160 mm	3160 mm	4160 mm	4160 mm
d	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
e	2330 mm	3330 mm	2330 mm	3330 mm
f	3330 mm	4330 mm	3330 mm	4330 mm



Podnośnik sufitowy Luna zamontowany na urządzeniu Mobile Flex

