



# SZCZYTY DO ŁÓŻEK

# WINCARE

## ABÉLIA\*

Dostępność & niezawodność



- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Krawędzie ABS klejone: RAL 7030
- ▶ Poręcz metalowa malowana: RAL 7030

## MADELIA

Oszczędność & praktyczność



- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Krawędzie ABS klejone: RAL 7030

## MEDIDOM

Elegancja & ponadczasowość



Panel od strony głowy

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Dragonnier Clair
- ▶ Obrzeża dopasowane do panelu



Panel od strony nóg

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Dragonnier Clair
- ▶ Obrzeża dopasowane do panelu

## KALIN

Przeznaczony do łóżka Kalin



- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone: RAL 7030

## SERENIA

NEW

Wytrzymałość & lekkość



Panel od strony głowy

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone – RAL 7030



Panel od strony nóg

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża w kolorze dekoru, wzmocnione metalowym wspornikiem
- ▶ Poręcz metalowa malowana - RAL 7030

## MEDIDOM

Elegancja & ponadczasowość



Panel od strony głowy

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Dragonnier Clair
- ▶ Obrzeża dopasowane do panelu



Panel od strony nóg

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Dragonnier Clair
- ▶ Obrzeża dopasowane do panelu

## MADELIA

Oszczędność & praktyczność



- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone – RAL 7030

## WINNEA

Higiena & wytrzymałość



Panel od strony głowy

- ▶ Wykończenie: Magnolia
- ▶ Rama: RAL 1013
- ▶ Składany panel zagłówka



Panel od strony nóg

- ▶ Wykończenie: Magnolia
- ▶ Rama: RAL 1013
- ▶ Opcjonalny uchwyt na koc

## CARMEN\*

Estetyka & niezawodność



Panel od strony głowy

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone - RAL 7030



Panel od strony nóg

- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone - RAL 7030
- ▶ Poręcz metalowa malowana - RAL 7030

## AUZENCE

Wytrzymałość & naturalność



- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone – RAL 7030



- ▶ Wykończenie wewnętrzne: Chêne Lindberg
- ▶ Obrzeża ABS klejone – RAL 7030

## VAL DE VIE

Solidność & przyjemność użytkowania

Panele Abélia i Carmen są w pełni kompatybilne ze wszystkimi naszymi akcesoriami, takimi jak barierki ochronne oraz system SAM (system mocowania akcesoriów).

# PALETA KOLORÓW

## DEKORY LAMINOWANE I DOPASOWANE OBRZEŻA

PANELE ŁÓŻEK (ORAZ MEBLE – ZOBACZ SEKCJĘ „MEBLE”)



Érable Kiruna (1)



Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)



Armagnac (1)



Dragonnier Gris (1)



Frêne de Portland (1)



Craie



Magnolia \*



Rose (2)



Cadiz (2)



Hudson \*



Rouge Siena

## ELEMENTY RAM (OBRAMOWANIA)

BARIERKI DREWNIANE (ORAZ STELAŻE FOTELI – ZOBACZ SEKCJĘ „MEBLE”)

### VERNIS




Hêtre Clair



Merisier Pourpre




Hêtre Foncé




Érable After Eight

### LAQUE



RAL 9016



RAL 1013



RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016

(1) Kompatybilne z panelami CARMEN i MEDIDOM  
Grubość: 30 mm

(2) Kompatybilne z panelami KALIN  
Grubość: 30 mm

\* Kolory również dostępne w wersji paneli Compact



# SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZYTÓW

SZCZYTY	SZEROKOŚĆ STELAŻA (w cm)						WYMIARY (w mm)	MATERIAŁY <sup>(1)</sup>		KOLORY STANDARDOWE		KOLORY NIEKOMPATYBILNE
	80	90	100	120	140	160		PANELE	PORĘCZ	Wykończenie wewnętrzne (dekor)	Obrzeża / elementy metalowe (poręcz, zaślepki z polietylenu, itp.)	
SERENIA		•	•	•	•	•	19	Płyta wiórowa	Stal	Chêne Lindberg	RAL 7030 (obrzeża, poręcze, wzmocnienia metalowe)	Nie dotyczy
SERENIA (do pół-barierek aluminiowych)		•	•	•	•		19	Płyta wiórowa	Stal			
MADÉLIA		•					19	Płyta wiórowa	-	Chêne Lindberg	RAL 7030 (obrzeża)	Nie dotyczy
ABÉLIA		•	•	•	•	•	19	Płyta wiórowa	Stal	Chêne Lindberg	RAL 7030 (obrzeża ABS klejone w kolorze RAL, poręcze i zaślepki z polietylenu)	Nie dotyczy
ABÉLIA (do pół-barierek aluminiowych)		•	•	•	•		19	Płyta wiórowa	Stal			
CARMEN		•	•	•	•	•	30	Płyta wiórowa	Stal (Panel od strony nóg)		Chêne Lindberg (obrzeża)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena
CARMEN (z rezerwą na barierki drewniane)		•	•	•	•	•	30	Płyta wiórowa	Stal (Panel od strony nóg)	Chêne Lindberg		
CARMEN HÔTELIER		•					30	Płyta wiórowa	Stal (Panel od strony nóg)		RAL 7030 (poręcz)	
CARMEN (do pół-barierek aluminiowych)		•	•	•	•		30	Płyta wiórowa	Stal			
VAL DE VIE		•					30	Drewno lite / płyta wiórowa	Drewno lite	Chêne Lindberg	Chêne Lindberg (obrzeża ABS)	Nie dotyczy
VAL DE VIE (z rezerwą na barierki drewniane)		•	•				30	MDF / rama z litego drewna	Drewno lite		RAL 7030 (obrzeża, poręcze)	
AUZENCE		•		•	•	•	44	MDF /Montants Massif	Stal	Dragonnier gris	RAL 7030 (obrzeża, poręcze)	Nie dotyczy
MEDIDOM		•	•	•	•	•	30	Płyta wiórowa	-	Dragonnier Clair	Dragonnier Clair (obrzeża)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena
MEDIDOM HÔTELIER		•					30	Płyta wiórowa	-			
WINNEA FIXE (Panel od strony nóg)		•	•	•			8	Stal/płyta kompaktowa HPL	Stal	Compact Crème	RAL 1013 (poręcze)	Tous sauf Compact Crème, Magnolia, Hudson
WINNEA ESCAMOTABLE (Składany panel od strony głowy)		•	•	•			8	Stal/płyta kompaktowa HPL	Stal			
WINNEA DESIGN		•					40	Polipropylen		Gris	RAL 7047	
KALIN	•						30	Płyta wiórowa	-	Chêne Lindberg	Chêne Lindberg (obrzeża ABS)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Hudson, Rouge Siena



# SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZYTÓW

SZCZYTY	KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMEM SAM I BARIERKAMI					WYMARY Od górnej krawędzi stelaża do górnej krawędzi panelu (zagłówka / zanózka)	CAŁKOWITE WYMIARY ŁÓŻKA W CM (Bez akcesoriów) (Wymiary do dodania do szerokości i długości stelaża)		KLASYFIKACJA OGNIOODPORNOŚCI
	System mocowania akcesoriów	Barierka metalowa % długości	Barierki drewniane	Pół-barierki aluminiowe	New'ee		SZEROKOŚĆ	DLUGOŚĆ (2)	
SERENIA	✓	✓	✗	✗	✓	39	19	7	M3
SERENIA (do pół-barierek aluminiowych)	✗	✗	✗	✓	✓	39	23	7	M3
MADELIA	✓	✓	✗	✗	✓	35	10	6	M3
ABÉLIA	✓	✓	✗	✗	✓	36	10	7	M3
ABÉLIA (do pół-barierek aluminiowych)	✗	✗	✗	✗	✓	39	18	8	M3
CARMEN	✓	✓	✗	✗	✓	41	17	9	M3
CARMEN (z rezerwą na barierki drewniane)	✗	✗	✓	✗	✓	44	17	9	M3
CARMEN HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	41	24	9	M3
CARMEN (do pół-barierek aluminiowych)	✗	✗	✗	✓	✓	48	18	9	M3
VAL DE VIE	✓	✓	✗	✗	✗	46/39	6	9	M3
VAL DE VIE (z rezerwą na barierki drewniane)	✗	✗	✓	✗	✗	43,6	13	9	M3
AUZENCE	✓	✓	✗	✗	✗	40	6	11	M3
MEDIDOM	✓	✓	✗	✗	✓	37/14	6	8	M3
MEDIDOM HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	37/14	20	8	M3
WINNEA FIXE (Panel od strony nóg)	✓	✓	✗	✗	✗	48/44	15	13	M2
WINNEA ESCAMOTABLE (Składany panel od strony głowy)	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M2
WINNEA DESIGN	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M3
KALIN	✗	✗	✓	✗	✗	43	13	8	M3

Nasze łóżka i ich akcesoria są projektowane oraz produkowane z zachowaniem wszystkich mających zastosowanie podstawowych wymagań bezpieczeństwa. Zostały one poddane standaryzowanym testom weryfikacyjnym w konfiguracjach handlowych, obejmujących panele i akcesoria naszej produkcji, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność użytkowania. W związku z tym tylko stosowanie oryginalnych paneli i akcesoriów gwarantuje utrzymanie warunków gwarancji oraz bezpieczne użytkowanie łóżka medycznego i jego wyposażenia. Firma WinnCare nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wynikające ze stosowania kombinacji elementów innych niż określone powyżej.

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne oraz pilot - 5 lat\* | Gwarancja na panele i akcesoria - 2 lata\*

\*W warunkach normalnego użytkowania, z wyłączeniem części podlegających zużyciu - patrz instrukcja użytkownika.

<sup>(1)</sup> Płyta wiórowa laminowana z obrzeżami ABS / płyta z włókien drzewnych / drewno lite, lakierowane lub malowane

<sup>(2)</sup> Długość stelaża: 200 cm dla łóżek o szerokości 90 / 100 / 120 / 140 / 160 cm oraz 160 cm dla łóżka o szerokości 80 cm