

ALOVA™ XL I XXL



OPIS PRODUKTU

• Materace Alova™ XL i XXL stworzone są do zapobiegania ryzyka odleżyn średniego i wysokiego stopnia. Skierowane są dla pacjentów wstających w ciągu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie.

• Materac Alova™ XL został stworzony z pianki wiskoelastycznej, a jego szerokość daje pacjentowi wyższy komfort użytkowania.

• Materac Alova™ XXL został stworzony z pianki wiskoelastycznej, przeznaczony jest dla pacjentów z otyłością. Jego szerokość dostosowana jest do szerokich łóżek.

• Waga pacjenta:

- Alova™ XL od 30 do 150 kg

- Alova™ XXL od 135 do 270 kg

• Pokrowce materacy można czyścić i prać.



GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

ALOVA™ XL

- Materac wyprodukowany jest z dwóch części o różnych gęstościach:
 - wierzchnia warstwa (7 cm) - gęstość $\geq 75 \text{ kg/m}^3$, twardość 1.7 kPa
 - dolna warstwa (10 cm) o wysokiej odporności 28 kg/m^3 i twardości 3.6 kPa

- Wymiary:

VMA117XL: 196 x 117 x 17 cm

VMA137XL: 196 x 137 x 17 cm

- Waga materaca:

VMA117XL: 24 kg

VMA137XL: 28 kg

- Dostępny pokrowiec: Promust PU

ALOVA™ XXL

- Materac wyprodukowany jest z dwóch części o różnych gęstościach:
 - wierzchnia warstwa (7 cm) - gęstość $\geq 75 \text{ kg/m}^3$, twardość 1.7 kPa
 - dolna warstwa (10 cm) o wysokiej odporności 42 kg/m^3 i twardości 4.5 kPa

- Wymiary:

VMA120BAR: 195 x 117 x 17 cm

VMA140BAR: 198 x 137 x 17 cm

- Waga materaca:

VMA120BAR: 29,5 kg

VMA140BAR: 38,9 kg

- Dostępny pokrowiec: Promust PU HD

NAZWA	NR REFERENCYJNY W ZALEŻNOŚCI OD OPAKOWANIA		NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI
	KARTON	ZROLOWANY I SKOMPRESOWANY	
ALOVA™ XL 120 cm szerokości, Promust PU pokrowiec	VMA117XL	VMA117XL/RC	EN 597-1 i 2
ALOVA™ XL 140 cm szerokości, Promust PU pokrowiec	VMA137XL	VMA137XL/RC	

NAZWA	NR REFERENCYJNY W ZALEŻNOŚCI OD OPAKOWANIA KARTON	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI
ALOVA™ XXL 120 szerokości, Promust PU HD pokrowiec	VMA120BAR	EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 klasa D
ALOVA™ XXL 140 szerokości, Promust PU HD pokrowiec	VMA140BAR	

Konserwacja: Promust PU HD pokrowiec



3-letnia gwarancja



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – Email : contact.askle@winnCare.fr - www.winnCare.fr
www.winnCare.fr



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

