

ALOVA™ POD STOPE/NOGĘ



OPIS PRODUKTU

- Podpórki pozycjonujące zmniejszają i / lub łagodzą nacisk na obszary terapeutyczne, obciążone ryzykiem powstania odleżyn.
- Podpórki pozycjonujące wykonane są z:
 - Zyprex
 - Pianki wiskoelastycznej
 - Żelu ciekłego
- Podpórki pozycjonujące dostosowują się do różnych kształtów ciał pacjentów.



Żelowa podstawa pod piętę



- Redukuje nacisk, wywołany na piętę.
- Zmniejsza ryzyko obtarcia skóry.
- Ogranicza ryzyko przegrzania skóry z powodu obtarcia.

Mała podpórka pod piętę



- Całkowite odciążenie pięt.
- Przyjazne dla użytkownika (łatwe w użyciu).
- Bardzo małe rozmiary.
- Stosowane dla jednego pacjenta.

Podpórka do unoszenia stopy



- Całkowite odciążenie pięt.
- Wyrównanie ortopedyczne dolnych kończyn.
- Utrzymywanie stopy w pozycji poziomej oraz umożliwienie zginania stopy (100%) w celu uniknięcia kośkostopia.
- Niewielkie zgięcie nogi utatwiającej powrót żylny.



Stabilizator piętę




- Pianka wiskoelastyczna.
- Produkt dostarczany z własnym pokrowcem.
- Lekki i bardzo małych rozmiarów.
- Dla jednego lub wielu pacjentów



Duża podpórka pod piętę



- Umożliwia odciążenie okolic piętę zgodnie z osią fizjologiczną kończyn dolnych.



Podpórka pod piętę w nogach łożka



- Umożliwia odciążenie okolic piętę zgodnie z osią fizjologiczną kończyn dolnych.

Podpórka do pozycji leżącej pół-bocznej



- Utrzymuje pozycję leżącą pół-boczną pod kątem 30°.

OPIS	NR PRODUKTU	OBSZAR WZDŁUŻ DŁUGOŚCI NÓG	MATERIAŁY	POKROWIEC	WYKORZYSTANIE
PODPÓRKA DO UNOSZENIA STOPY	VTAC410/CIC	41 cm	ALOVA	PROMUST CIC	Wielokrotnego użytku
	VTAC450/CIC	45 cm			
STABILIZATOR PIĘTY	VDT4IA/CIC	41 cm		PROMUSTPU HD	
	VDT45A/CIC	45 cm			
DUŻA PODPÓRKA POD PIĘTĘ	VTLA/HIPH	45 cm		Bez pokrowca	
PODPÓRKA POD PIĘTY W NOGACH ŁÓŻKA	VTLXL/HIPH	45 cm			
MAŁA PODPÓRKA POD PIĘTĘ	VTM/54	19 cm	ZYPREX	—	Do użytku dla jednego pacjenta
ŻELOWA PODPÓRKA POD PIĘTĘ	VGLS13U	Umiejscowienie: piętę	ŻEL CIEKŁY		
PODUSZKA DO POZYCJI LEŻĄCEJ PÓŁBOCZNEJ	VCDA/50			Promust PU HD	

Konserwacja: Promust PU HD



*w opcji inne wymiary

Gwarancja: 2 lata



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - Email : contact.askle@winnCare.fr - www.winnCare.fr
www.winnCare.fr



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografii nie stanowią wartości handlowej.

