




## OPIS PRODUKTU


- Poduszka Alova™ przeznaczona jest dla pacjentów, u których występuje ryzyko wystąpienia odleżyn od średniego do wysokiego.
- Poduszka zrobiona jest z pianki wiskoelastycznej, co zwiększa powierzchnię kontaktu, aby lepiej rozłożyć i zredukować nacisk.
- Ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się do przodu dzięki pochylonej pozycji siedzącej. Posiada zintegrowany pokrowiec z podłożem antypoślizgowym.
- Wycięcie na kość guziczną zmniejsza ryzyko odleżyn kości guzicznej i okolic kości kulszowej.
- Termoregulacja dzięki właściwościom pokrowca Promust PU.
- Uchwyt z lewej strony podstawy poduszki: mniejsze ryzyko rozerwania i lepsza higiena.
- Minimalna grubość poduszki: 6 cm.
- Lepsza profilaktyka odleżyn w okolicach kości kulszowej.
- 16 rozmiarów i 3 wysokości: maksymalna waga pacjenta nawet 200 kg.
- Podparcie miednicy zmniejszające tendencję do wyślizgiwania się w przód.
- Antypoślizgowe podłoże i zdejmowany pokrowiec.
- Waga pacjenta do 200 kg - w zależności od modelu.

## Rodzaje poduszek Alova™

### • Poduszka Alova™ z wycięciem na kość guziczną



### • Poduszka Alova™ z podparciem miednicy



◀ Ocena z wykorzystaniem czujnika ciśnienia XSENSOR dla pacjenta o wadze 80 kg i wzroście 172 cm.

NAZWA	NR PRODUKTU	SZEROKOŚĆ CM	GŁĘBOKOŚĆ CM	WYSOKOŚĆ W CM MIN / MAKS.*	WAGA PACJENTA	POKROWIEC	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI
Poduszka profilowana ALOVA® różne rozmiary z 2 pokrowcami **	VCAG3636	36	36	36	20 do 80	Zintegrowany pokrowiec Promust PU (poliuretan powlekany dzianiną jersey), kolor czarny na górze i srebrny po bokach. Antypoślizgowe podłoże PU/PVC z uchwytem.	Zgodne z normami EN 597-1 i EN 597-2.
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 do 120		
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 do 120		
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 do 135		
Poduszka profilowana ALOVA® różne rozmiary XL z 2 pokrowcami**	VCAG4343XL-E	43	43	7 < 10	120 do 110		
	VGAG5044XL-E	50	44	7 < 10	120 do 135		
Poduszka profilowana ALOVA® różne rozmiary XXL z 2 pokrowcami **	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 do 160		
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 do 160		
	VCAG5650	56	50	9 < 12	30 do 200		
	VCAG6050	60	50	9 < 12	30 do 200		
Poduszka profilowana ALOVA® z podparciem miednicy z 2 pokrowcami**	VCAG3841 BP	38	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4041 BP	40	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 do 120		
	VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 do 135		
VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 do 120			



\*w opcji inne wymiary

Konserwacja: pokrowiec Promust PU:

\* min. wysokość = minimalna grubość poduszki pod kością kulszową / maks. wysokość = całkowita wysokość poduszki.

\*\* Aby zamówić poduszkę z jednym tylko pokrowcem, należy dodać do numeru referencyjnego symbol -E

Pokrycie można czyścić i dezynfekować środkami do czyszczenia i środkami dezynfekującymi, przeznaczonymi dla szpitali.

Gwarancja na poduszkę: 3 lata



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - Email : contact.askle@winncare.fr - www.winncare.fr  
[www.winncare.fr](http://www.winncare.fr)



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografii nie stanowią wartości handlowej.

