

## ALOVA® Z PODPARCIEM STÓP



### OPIS PRODUKTU

• Alova z podparciem stóp stworzony jest do zapobiegania ryzyku odleżyn średniego i wysokiego stopnia. Skierowany jest dla pacjentów wstających w ciągu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie.

• Materac wykonany jest z pianki wiskoelastycznej, która zapewnia większy komfort pacjenta.

• Materac wyprodukowany jest z dwóch części o różnych gęstościach:

- wierzchnia warstwa 6 cm o gęstości  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- dolna warstwa 8 cm o gęstości  $18 \text{ kg/m}^3$  (VMA62),  $28 \text{ kg/m}^3$  (VMA63),  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$  (VMA64)

• Wymiary materaca: 195 x 88 x 14 cm

• Dla pacjentów o wadze od 20 do 180 kg - w zależności od modelu.

• Waga materaca od 14 do 16 kg - w zależności od modelu.

• Dostępne pokrowce: Promust Pu, Promust PU HD oraz Promust CIC.

• Lepszy przepływ krwi dzięki obrysowi na piętę.

• Mniejsze ryzyko zakażenia krzyżowego dzięki sprawdzonemu technicznie zabezpieczeniu.

• Dopasowuje się do ruchów ciała.

## MATERACE MONOBLOKOWE Z OBRYSEM NA PIĘTĘ

VMA64 model



VMA63 model



VMA62 model




### Różne stopnie twardości



**Optymalna redukcja nacisku na obszary** o dużym ryzyku dzięki obrysowi na piętę na materacu ALOVA o wielu punktach podparcia.

**Przykład:** rozkład nacisku na piętę u pacjenta o wzroście 1,76 m i ciężarze 70 kg (Jednostka: mmHg).



OPIS	NR REFERENCYJNY W ZALEŻNOŚCI OD OPAKOWANIA			CIĘŻAR PACJENTA	ROZMIARY	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI
	KARTON	KARTON NA PALECIE	ZROLOWANY I SKOMPRESOWANY			
ALOVA® Pokrowiec Dermalon (PVC)	—	VMA62DH-BOX	—	od 20 do 120 kg	195 x 88 x 14 cm	EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 klasaD
ALOVA® Pokrowiec Promust PU	VMA62C-HIP	VMA62-HIP (10 szt.)	VMA62RC1-HIP (1 szt.) VMA62RC-HIP (5 szt.)	od 20 do 120 kg		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3 (10 szt.)	—			
ALOVA® Pokrowiec Promust PU HD	VMA63-HIP	VMA63-HIP-BOX (10 szt.)	VMA63RC1-HIP (1 szt.) VMA63RC-HIP (5 szt.)	od 20 do 150 kg		
	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX (10 szt.)	VMA63RC1-HIPH3 (1 szt.) VMA63RC-HIPH3 (5 szt.)	od 20 do 180 kg		
ALOVA® Pokrowiec Promust CIC	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX (10 szt.)	VMA64RC1-HIPH (1 szt.) VMA64RC-HIPH (5 szt.)	od 20 do 180 kg		
	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX (10 szt.)	—	od 20 do 150 kg		
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX (10 szt.)	—	od 20 do 180 kg		

Dostępne w wersji VMA63RC-HIPH i VMA62RC-HIP (po 5)

Gwarancja 3 lata  
Szpitale i domy opieki - gwarancja 2 lata

Konserwacja: pokrycie Promust PU (HD).

\*w opcji inne wyposażenie \*\*w opcji inne wymiary



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - Email : contact.askle@winnCare.fr - www.winnCare.fr  
[www.winnCare.fr](http://www.winnCare.fr)



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

