



## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE

# axtair automorpho<sup>®</sup> plus



### OPIS PRODUKTU

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwoleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair Automorpho<sup>®</sup> Plus przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15h na dobę
- materac składa się z:
  - 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 12 cm, w tym 2 komór statycznych pod głową, przykrytych poduszką oraz 4 komór pozwalających na odciążenie stóp
  - bazy z pianki o wysokości 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
  - pompy oraz pokrowca
- 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
- pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- materac jest dostępny w 3 rozmiarach do łóżek o szerokościach 90, 100 i 120 cm, posiada zawór CPR
- dostępne pokrowce: Promust PU HD i CIC (z jonami srebra)
- przyjazny dla środowiska

### DANE TECHNICZNE

Materac	
Waga pacjenta	30 do 180 kg
Wymiary materaca (całość)	195x87x17 cm
Waga materaca	8 kg
Wysokość komór z powietrzem terapeutycznym	12 cm
Wysokość bazy z pianki	5 cm
Gęstość pianki polieterowej	18 kg/m <sup>3</sup>
Twardość pianki polieterowej	3,5 kPa
Pompa	
Wymiary pompy	22x25x11,5 cm
Waga pompy	2,7 kg
Czas pełnego cyklu	9 do 14 min.
Czas napełnienia materaca	do 20 min.
Wydajność pompy	> 7 litrów/min
Ciśnienie akustyczne Zgodnie z NF EN3744	< 35 dBA
Zasilanie	220-240 V – 50 Hz
Stwierdzony średni pobór mocy	5 Wh
Dane techniczne inne	
Spełnia obowiązujące normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - IEC 60601-1 ; IEC 60601-1-2	



Klasa produktu 1



Norma łatwopalności EN 597 część 1 i 2 GPEM/CP D1-90 Klasa D



2 lata gwarancji





## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE

# axtar automorpho<sup>®</sup> plus

 30 ≤ 180 kg



### CPR – zawór bezpieczeństwa

- wtyczka transportowa (działanie do 8 godzin)  
deflacja materaca w mniej niż 15 sekund\*

\*Dla pacjenta leżącego o wadze 80 kg.

### Komórki

- 18 wyjmowanych i niezależnych komór poliuretanowych o wysokości 12 cm, wypełnione powietrzem
- zagłówek: 2 statyczne komory przykryte poduszką



### Pokrowiec

- strona wierzchnia: rozciągliwa, oddychająca, nieprzepuszczalna dla cieczy, przepuszczalna dla pary, niepalna
- spód: powierzchnia antypoślizgowa
- 2 dostępne wersje: Promust PU HD i CIC (z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym)



### Torba transportowa

### Pompa

- system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- 3 tryby: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, pielęgnacyjny
- tryb siedzenia - ustawienie pozwalające na komfort pacjenta w pozycji siedzącej
- alarmy wizualne i dźwiękowe
- numer seryjny na boku pompy
- na przodzie pompy kod QR z instrukcją
- wskazania do serwisowania



### Baza pod materac

- 5 cm baza z pianki polieterowej, umieszczona w oddzielnej przegrodzie

### Strefa stóp

- 4 komory pozwalające na odciążenie stóp



## axtar automorpho<sup>®</sup> plus

Rodzaj materaca	Numer produktu
Materaca 90 cm + baza piankowa + pompa + pokrowiec Promust PU HD	VKAUTOP-090G2G-PL
Materaca 90 cm + baza piankowa + pompa + pokrowiec CIC	VKAUTOP-090G3G-PL

Dostępny także w szerokościach: 100 cm i 120 cm.

Konserwacja: Pokrowiec Promoust PU HD i CIC

