

DUO DIVISYS®



OPIS PRODUKTU

- Łóżko Duo Divisys zostało stworzone z myślą o parach, które chcą komfortowo i bezpiecznie spać i odpoczywać, z zachowaniem medycznych warunków.
- Łóżko do wagi 270 kg.
- Zbudowane z dwóch odrębnych podstaw o wymiarach: 140 cm (2x70) oraz 160 cm (2x80).
- Podstawę łóżka można podzielić i ustawić dzięki metalowym łącznikom.
- Szeroki zakres regulowania wysokości od 34 do 74 cm.
- Łóżko Duo Divisys zostało stworzone zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/WE dotyczącej urządzeń medycznych.
- Łóżko zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami przepisów IEC 60601-2-52.



Łóżka dla par - obciążenie do 270 kg



Panel Auzence II dostępny w rozmiarze 140 i 160 cm.



Panel Abélia II dostępny w rozmiarze 140 i 160 cm.

Wytrzymałość:

- Materiały oraz sterowniki LINAK z pięcioletnią gwarancją.

3 podstawowe wykończenia:

- Na kółkach
- Na kółkach z obudową
- Na nóżkach i kółkach z obudową



Opcje dodatkowe:

- Drewniany steżak
- Dwa piloty na podczerwień

OPIS	WYMIARY	RB	PODPARCIE POD NOGI	OBCIĄŻENIE ROBOCZE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ
DUO DIMSYS 2 FUNKCJE NAPĘDZANE ELEKTRYCZNIE	140 x 200 cm	70°	12° zapadka	315 kg 30 kg materac 270 kg pacjent, 15 kg wyposażenie	hamulec Ø 100 mm bez ostony gwintu	IEC 60601-2-52	Napęd, obudowa, zdalne sterowanie LINAK IP66 V0
	160 x 200cm						
DUO DIMSYS 3 funkcje napędzane elektrycznie	140 x 200cm	70°	Uginanie kolan x 26° (uda) oraz 16° Korekta położenia stóp dzięki zapadce	315 kg 30 kg materac 270 kg pacjent, 15 kg wyposażenie	hamulec Ø 100 mm bez ostony gwintu	IEC 60601-2-52	Napęd, obudowa, zdalne sterowanie LINAK IP66 V0
	160 x 200cm						
AKCESORIA	Wspornik kątowy z żywicy epoksydowej (patrz lista akcesoriów)						
	Składane poręczę tóżka VISION z żywicy epoksydowej (patrz lista akcesoriów)						
	Panele Abelia 140 lub 160 cm (patrz lista paneli i próbnik kolorów)						
	Drewniane listy tóżka 140 cm z kółkami						
	Drewniane listy tóżka 160 cm z kółkami						

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

*2 pomocnicze podstawy (wzdłuż długich boków).

Pięcioletnia* gwarancja na elementy mechaniczne, elektryczne i zdalne sterowanie. Roczna * gwarancja na panele i wyposażenie.

*2 uchwyty na wysięgnik pacjenta (u wezgłowia tóżka).

*Z zastrzeżeniem standardowych warunków eksploatacji i bez elementów, ulegających zwyktemu zużyciu - patrz instrukcje użytkowania.

*2 uchwyty na kropiółki (u wezgłowia tóżka).



Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr
www.winnCare.fr



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINN CARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

