

# HELIOS 150



## OPIS PRODUKTU



- Helios 150 jest idealnym podnośnikiem do użytku w opiece domowej, domach opieki, a także szpitalach.

- Niska waga podnośnika oraz możliwość rozłożenia go na dwie części składowe umożliwia obsłużenie go bez narzędzi.

- Helios 150 jest podnośnikiem łatwym w manewrowaniu, ponieważ środek ciężkości pacjenta znajduje się powyżej kół o niskim tarciu.

- Podnośnik ten posiada pojemny akumulator zapewniający dużą liczbę podnoszeń.

- Helios 150 jest kompaktowych rozmiarów, posiada ręczny rozstaw podstawy jezdnej. Można w łatwy sposób go złożyć i rozłożyć dzięki czemu można używać go w wielu miejscach.

### Zalety:

- Konkurencyjna cena
- Łatwy demontaż pozwalający na przewóz podnośnika
- Mały ciężar poszczególnych części
- Koła o niskim tarciu
- Elektryczne i ręczne opuszczanie awaryjne
- Ręczny rozkład nóg



Mocowanie podwieszki:  
Minimalny nacisk skierowany  
w dół zamyka hak podwieszki;  
w celu otwarcia haka pod-  
wieszki pociągnąć w górę



Koła o niskim tarcu



Wyłącznik awaryjny



Helios to przenośny podnośnik łatwy  
w demontażu bez użycia narzędzi

Model	Numer produktu
Helios 150 ręczne rozkładanie nóg	010-01218

Specyfikacja techniczna	
Maksymalny udźwig	150 kg
Przedział podnoszenia min/max	421 / 1647 mm
Szerokość zewnętrzna podstawy min/max	610 / 956 mm
Szerokość wewnętrzna podstawy min/max	390 / 510 mm
Wysokość podstawy montażowej min/max	107 / 150 mm
Długość nóg	1060 mm
Sposób podnoszenia	elektryczny
Sposób rozkładania nóg	ręczny
Promień skrętu	1300 mm
Średnica kół przód/tył	75/100
Ciężar całkowity	33,5 kg
Ciężar najcięższej pojedynczej części	18kg

