



## OPIS PRODUKTU

- Poduszka Kineris® przeznaczona jest dla pacjentów, u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia odleżyn, przebywających na wózku inwalidzkim od 8 do 10 godzin na dobę.
- Dzięki manometrowi poduszka dopasowuje się swoją linią do kształtu ciała pacjenta (należy upewnić się, że pacjent lub opiekun wiedzą jak wyregulować poduszkę, szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji).
- Poduszka redukuje do minimum nacisk na skórę i na tkanki podskórne.
- Nacisk w poduszce rozkładany jest poprzez zmienną rozszerzalność kieszeni.
- Ruch wspierany jest przepływem powietrza poprzez skalibrowaną sieć, która łączy ze sobą kieszenie.
- Waga pacjenta od 40 do 150 kg.

REKOMENDACJE CNEDIMTS1 W OPINII Z 22/12/2009 PAŃSTWOWA KOMISJA DS. WYROBÓW MEDYCZNYCH I TECHNOLOGII

KATEGORIA PRZEZNACZENIA	TYP PODUSZKI
<b>Kategoria 3a:</b> poduszka ochronna dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (w zależności od oceny stanu klinicznego pacjenta) i/lub specyficznym ryzykiem odleżyn kości kulszowej, bez wsparcia asymetrii ciała	Nie zasilana powietrzem i z indywidualnie dopasowującymi się kieszeniami teleskopowymi, KINÉRIS 1-komorowa
<b>Kategoria 3b:</b> poduszka ochronna dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (w zależności od oceny stanu klinicznego pacjenta) i/lub specyficznym ryzykiem odleżyn kości kulszowej, ze wsparciem asymetrii ciała	Zasilana powietrzem i z indywidualnie dopasowującymi się kieszeniami teleskopowymi, KINÉRIS 2-komorowa

## GŁÓWNE CECHY PRODUKTU


- 1-komorowa lub 2-komorowa dla pacjentów z problemami z zachowaniem równowagi ciała
- dostępna w wielu rozmiarach: szerokość i głębokość siedziska od 28,5cm do 46,5cm, dwie wysokości poduszki: 7cm i 10cm
- w zestawie załączona pompka z manometrem oraz tabela z przelicznikami: waga/wzrost/ciśnienie w materacu

### Nowy pokrowiec z materiału TREVIRA CS:

- oddychającego
- rozciągliwego
- bardzo wytrzymałego na przetarcia
- odpornego na pleśń i światło
- z możliwością prania do 90°C
- niemnącego się
- hypoalergicznego (Oeko-Tex® Klasa2)




1-komorowa, dla użytkowników bez problemów z równowagą



1-komorowa - 7 cm.




2-komorowa, dla użytkowników z problemami z równowagą



2-komorowa - 10 cm.

### ROZKŁAD CIŚNIENIA DLA OSOBY O WZROŚCIE 172CM I WADZE 75KG:



	WYSOKOŚĆ PODUSZKI 7 CM		WYSOKOŚĆ PODUSZKI 10 CM		MAKSYMALNA WAGA PACJENTA	WYMIARY A X B
	1-komorowa	2-komorowa	1-komorowa	2-komorowa		
KINÉRIS® Pokrowiec TREVIRA CS Anty-poślizgowa podstawa	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	55	28.5 x 28.5 cm
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	45	28.5 x 33 cm
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	60	33 x 33 cm
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	65	33 x 37.5 cm
	V667-1EL	-	V6610-1EL	-	75	36 x 36 cm
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	75	37.5 x 37.5 cm
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	85	37.5 x 42 cm
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	90	42 x 42 cm
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	120*	42 x 46.5 cm
	V677-1EL	-	V6710-1EL	-	90	43 x 36 cm
	V777-1EL	-	V7710-1EL	-	110	43 x 42 cm
V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	120*	46.5 x 46.5 cm	

Konserwacja:



\*w opcji inne wymiary

\*dostępna z 1 pokrowcem wielokrotnego użytku / \*\*kompatybilność do 150kg zależna od opinii lekarskiej

Gwarancja: 3 lata



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Ph: +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax: +33 (0)4 66 02 15 00 - Email: contact.askle@winnCare.fr - www.winnCare.fr



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografii nie stanowią wartości handlowej.

