

WÓZKOWANNA LAMBDA 175



OPIS PRODUKTU

- Estetyczny wygląd oraz wyjątkowa funkcjonalność Lambdy są przykładem innowacyjnego, skandynawskiego designu w najlepszym wydaniu. Te zalety sprawiają, że Lambda jest idealnym wyborem do użytku instytucjonalnego.

- Główne cechy Lambdy to najlepszy w swojej klasie zasięg podnoszenia, standardowa funkcja pochylania oraz regulowane poręcze boczne. Cechy te tworzą optymalną pomoc prysznicową, zapewniając pacjentowi komfort oraz bezpieczeństwo, a wszystko to za pomocą przycisku na pilocie.

- Lambda posiada koła hamujące i bezpośrednio blokujące zapewniające łatwość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

- Dodatkową funkcją są kanaliki odprowadzające płyny, znajdujące się na materacu. Kanaliki dają zapewnienie, że pacjent nie znajdzie się w kałuży wody podczas transportu, co zwiększa zarówno bezpieczeństwo jak i komfort w sytuacjach kąpielowych.

Zalety:

- Ustawianie wysokości za pomocą pilota
- Funkcja pochylania (Anty-Trendelenburg)
- Regulowane poręcze boczne oraz oparcia stóp i głowy
- Centralne hamowanie na parowanych kołach



GŁÓWNE CECHY PRODUKTU



Kółka o niskim tarciu. Hamulce oraz blokada kierunkowa na parkowanych kołach



Akumulator o wysokiej wydajności



Funkcja nachylenia dla komfortu ustawiania pozycji oraz odprowadzania płynów



Funkcyjny pilot

- Szeroki zakres podnoszenia w górę i w dół.
- Anty-Trendelenburga (funkcja pochylna) o zasięgu do 10°.
- Regulowane poręcze boczne oraz oparcia stóp i głowy.
- Centralne hamowanie i kierunkowe blokowanie.
- Duże koła o niskim tarciu, gładko toczące się w celu zapewnienia łatwości manewrowania.
- Funkcje ustawienia wysokości i nachylenia obsługiwane poprzez pilota.

Model	Numer produktu
Lambda z materacem	012-00002

Akcesoria	
Ładowarka	253-00201
Dodatkowy akumulator	018-03241
Poduszka	012-00005

Specyfikacja techniczna	
Maksymalny udźwig	175 kg
Ciężar	115kg
Całkowity przedział podnoszenia	596 - 1055 mm
Długość	2048 mm
Szerokość	770 mm
Kąt anti-Trendelenberg	około 10°
Regulacja wysokości	Wspomaganie akumulatorowe
Zasilanie	24V system Linak
Średnica koła	ø150 mm
Materiał	Stal nierdzewna malowana proszkowo

