


## LUNA SKY INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE, DZIĘKI KTÓRYM MOŻESZ WIĘCEJ

Przez prawie dwie dekady podnośnik sufitowy Luna przyczynił się do znacznie płynniejszego i mniej uciążliwego przenoszenia i podnoszenia pacjentów przez personel medyczny na całym świecie. Większość pomieszczeń spełnia wymagania standardowej instalacji podnośnika sufitowego, ale od czasu do czasu niski sufit utrudnia przenoszenie pacjentów przy standardowej instalacji. Aby sprostać temu wyzwaniu i uzyskać znacznie większą wysokość podnoszenia, zaprojektowaliśmy Luna Sky.

Standard LUNA vs. LUNA SKY



### Zwiększona wysokość podnoszenia

Luna Sky poszerza zakres możliwości podnoszenia pacjentów. Dzięki Luna Sky zwiększyliśmy wysokość podnoszenia nawet o 275 mm, co umożliwia montaż instalacji, w miejscu w którym do tej pory było niemożliwe instalowanie podnośników sufitowych ze względu na niski sufit. To sprawia, że Luna Sky to idealny wybór do pomieszczeń z niskim sufitem i niskimi nadprożami.


### Luna przełamuje ograniczenia

Podnośnik sufitowy Luna Sky może być używany w wielu sytuacjach i jest idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń o niskim suficie, tj.:

- Niskie nadproża
- Karetki pogotowia, samochody i przyczepy kempingowe
- Łazienki
- Nad łózkami medycznymi w wysokich pozycjach, z wysokimi barierkami lub łózkami z elektrycznymi pomocami do obracania pacjenta.

### Zalety

- Kompatybilna ze wszystkimi typami instalacji, w tym zakrętami i sprzęgłami
- Te same części zamienne co do Luna
- Łatwa konserwacja
- Szybka zmiana wieszaka
- Proste i intuicyjne sterowanie ręczne
- Max. obciążenie: 200 kg
- Klasa IPx4 – idealna do łazienek
- Nr katalogowy: 015-03045



SPRZĘT MEDYCZNY

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

USŁUGI DODATKOWE