

# FOTEL WYPOCZYNKOWY MÉDI REPOS®



FOTEL MÉDI REPOS z podnóżkiem. Struktura drewniana, lakier RAL 9016, tapicerka PVC  
kolor: Dream Cosy Perle M2



## OPIS PRODUKTU

- Fotel Médi Repos® został zaprojektowany, aby zapewnić komfortowy wypoczynek pacjentowi lub jego opiekunom.
- Fotele umożliwiają przenoszenie pacjenta z łóżka na fotel dając mu tym samym możliwość wypoczynku w pozycji siedzącej.
- Konstrukcja foteli wykonana jest z litego drewna lub kompozytu żywiczno-metalicznego.



### WYGODA

- Możliwość odchylenia oparcia pleców o 40° dzięki cylindrom pneumatycznym
- Dwustronna dźwignia odchylenia oparcia pleców.
- Niewielkie kółka na tylnych podstawach dla przemieszczania (obrotowe)



### ESTETYKA WYKONANIA

- Wykonanie z litego drewna bukowego, barwionego i lakierowanego w celu ochrony drewna i ułatwienia utrzymania w czystości. Wybór kolorów zgodnie z naszą paletą kolorów (por. Karta katalogowa)
- Powłoka PVC zgodnie z naszą paletą kolorów (por. arkusz palety kolorów)

NAZWA PRODUKTU	SIEDZISKO				OPARCIE PLECÓW	PODŁOKIETNIKI	SZEROKOŚĆ		
	Ogólnie (szerokość pomiędzy podłokietnikami)	Głębokość	Wysokość siedziska od podłogi	Grubość Poduszki	Wysokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Głębokość
<b>FOTEL DREWNIANY</b>									
MÉDI REPOS	52	48	46	10	73	66/59	69	117	74
PODNOŻEK	43	47	45	10	-	-	48	45	51

Wymiary (cm) \*DOPUSZCZALNA WAGA PACJENTA: 135 KG

Garancja: 2 lata

Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantif.fr  
www.winncare.fr

**WINN**CARE  
g r o u p e

W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

