

MEDICALYS®



OPIS PRODUKTU

- Łóżko szpitalne Medicalys spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 93/42/ewg. Zostało zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności normą IEC 60601-2-52, która dotyczy bezpieczeństwa barier w łóżkach.

- Łóżko jest wygodne i bezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Łóżko Medicalys jest w pełni elektrycznie sterowane i posiada sterownik z czytelnymi oznaczeniami.

- Medicalys zapewnia bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, zostało wykonane w technologii z jonami srebra, dzięki czemu jest łatwe w myciu i dezynfekcji.


Funkcje panelu sterowania:

- CPR
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- pozycja Fowlera (krzesła kardiologicznego)
- podnoszenie segmentu nóg
- regulacja wysokości leża, segmentu pleców i nóg
- blokada centralna panelu sterowania





Pilot



Przewodowy panel sterowania ⁽³⁾



Barierki boczne - w standardzie



System Sam - ułatwiający mobilność pacjenta (na zdj. SAM ergonomm)



Wysięgnik ręki z kołowrotkiem ⁽³⁾
Dostępny też wieszak na kropłówki

Panel WINNEA® CIC⁽²⁾ z odbojnikami, szczyty tworzywowe wykonane w technologii z jonami srebra CIC



(1) CPR - resuscytacja krążeniowo- oddechowa

(2) CIC - kontrola zakażeń krzyżowych przy zastosowaniu jonów srebra.

⁽³⁾ OPCJE

- Kółka metalowe, średnica 100 mm
- Kółka metalowe, średnica 125 mm
- Stylowe kółka, średnica 125 mm
- Stylowe kółka, średnica 150 mm
- Demontowalne kompaktowe leże łóżka
- Demontowalne segmenty leża
- Ruchome oparcie pod plecy
- Akumulator
- Półka na pościel
- Mechaniczna dźwignia CPR
- Ustawiana elektrycznie odwrócona pozycja anty-Trendelenburga
- Pilot satelita
- Panel centralny
- Pilot sterowania

Dobór paneli, kolorów i akcesoriów z naszego asortymentu

OPIS	WYMIARY	ZMIENNA WYSOKOŚĆ	RB	PODPARCIE POD NOGI	OBCIĄŻENIE ROBOCZE ZNAMIONOWE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PODNOSZONE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ	OPCJE	
										POZYCJA TRENDELENBURGA	POZYCJA ANTY-TRENDELENBURGA
MEDYCALS DRUGIEJ GENERACJI Dwie funkcje elektryczne Trzy funkcje elektryczne przy zginanych kolanach	Podstawa materaca 90 x 200 cm	39 cm do 89 cm	70°	mechanizm grzechotkowy 12° Zginanie kolan 26° i 16° wobec stopy podnoszenie mechanizmem grzechotkowym	Materac 20kg Akcesoria 45kg Pacjent 165 kg Środowisko 1 i 2) Pacjent 195kg Środowisko 3,4 i 5)	230 kg	Metalowe, średnica 150mm	IEC 60601 IEC 60601-2-52	Sitownik i sterownik, LINAK IP66 Zdalne sterowanie z możliwością blokady, LINAK IP54	-12°	+16°

- 2 uchwyty na akcesoria (po stronie dłuższych boków)
- 2 uchwyty statywu na leki dożylnie (u wezgłowia łóżka)
- 2 uchwyty do mocowania rączek do podnoszenia (u wezgłowia łóżka)

Gwarancja:

Konstrukcja mechaniczna, podnośnik i zdalne sterowanie -5 lat*; Panele i akcesoria – 1 rok*

*W normalnych warunkach użytkowania i z wyłączeniem części zużywających się - patrz instrukcje w podręczniku użytkownika

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary



Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr
www.winncare.fr



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNOCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

