

MOBILE FLEX 2



OPIS PRODUKTU

- Idealne urządzenie jako tymczasowe rozwiązanie, łatwe w obsłudze i proste w regulacji, wyjątkowo nadające się do indywidualnych potrzeb. Urządzenie bardzo łatwe w montażu, które nie wymaga dodatkowych narzędzi podczas regulacji wysokości i szerokości dla zapewnienia sobie indywidualnego i komfortowego rozwiązania.

- Dopasowanie odpowiedniej wysokości urządzenia zajmuje tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową gotowość do użycia. Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję i możliwość zastosowania urządzenia do większości pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji.

- Rama jezdna w połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem podnośnika podwieszanego Luna jest prostym i niezwykle funkcjonalnym systemem podnoszenia.

- Rama jezdna zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy podnośnika podwieszanego Luna.

Zalety:

- Udźwig do 275kg
- Regulacja wysokości i szerokości ramy
- Rama umieszczona na podstawie jezdnej
- Łatwy montaż i szybkie dostosowanie do warunków pomieszczenia
- Pełne wykorzystanie parametrów i możliwości podnośnika podwieszanego Luna
- Tylko 1150 mm głębokości w podstawie ramy
- Bagnet do montowania podnośnika Luna na stałe w zestawie





Łatwa regulacja bez użycia narzędzi



Podwójne koła z hamulcem. Łatwe zablokowanie poprzez lekkie naciśnięcie pedału hamulca



Podnośnik podwieszany Luna zamontowany na ramie Mobile Flex



Łatwa regulacja wysokości (mechanizm sprężyny gazowej) Przyjazna, krótka instrukcja regulacji umieszczona na ramie

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
- Dopasowanie szerokości do warunków lokalowych
- Łatwa i szybka regulacja wysokości i szerokości
- Łatwe w utrzymaniu czystości

Model	Numer produktu
Mobile Flex / 3000	016-01147
Mobile Flex / 4000	016-01148

Akcesoria	
Wózek do montowania podnośnika Luny przenośnie	016-02021

	Mobile Flex / 3000	Mobile Flex / 4000
Udźwig	275 kg	275 kg
a	1773,5 mm	1773,5 mm
b	2160 mm	3160 mm
c	3160 mm	4160 mm
d	122 mm	122 mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1891 mm	1891 mm
g	2541 mm	2541 mm

