

MORFEA®



OPIS PRODUKTU

- Materac przeznaczony dla osób, które napotykają na problem braku samodzielności, ale bez ryzyka rozwoju odleżyn.
- Przeznaczony dla pacjentów o wadze od 20 do 120 kg.
- Materac spełnia potrzeby ludzi, którzy tracą samodzielność ale są w stanie poruszać się o własnych siłach i nie pozostają w łóżku przez cały dzień.
- Materac jest kompatybilny z różnymi łózkami medycznymi.
- Materac posiada 4 ścięte rogi, które ułatwiają instalację wysięgnika.
- Dzięki stabilnemu podparciu materac jest komfortowy w trakcie odpoczynku i snu.

MATERAC PIANKOWY DO ZASTOSOWANIA MEDYCZNEGO

- Materac z 4 naciętymi sekcjami dla idealnego dopasowania do dowolnej podstawy łóżka medycznego i akcesoriów łóżka
- Wysoce sprężysta (HR) pianka ZYPREX, 35 kg/m³ z bardzo komfortową gładką powierzchnią
- Pokrowiec na cały materac z otworami z trzech stron, dwa materiały wykonania do wyboru
- Twardość materaca: 3kPa
- Wymiary: 198 x 88 x 14 cm
- Waga materaca: 9.5 kg

Dostępne pokrowce:



- Promust PU



- Promust PU HD

NAZWA	NUMERY PRODUKTÓW I PAKOWANIE			WYMIARY	CIĘŻAR PACJENTA	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI	GĘSTOŚĆ
	KARTON	KARTON NA PALECIE	SKOMPRESOWANY IZROLOWANY				
Morfea z ściętymi rogami, Pokrowiec Promust PU	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX (10szt.)	VMB14RC1-HIP (1 szt.) VMB14RC-HIP (5 szt.)	198 X 88 X 14 CM	30 DO 120 KG	EN 597-1 12 GPEMD1 90 KLASA C	PIANKA O WYSOKIEJ SPRĘŻYTOŚCI (HR) > 35 KG/M ³
Morfea z ściętymi rogami, Pokrowiec Promust PU HD	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX (10szt.)				EN 5971-1 I 2 GPEMD1 90 KLASA D	

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

Gwarancja 2 lata

Konserwacja: Dermalon FR



Konserwacja: Promust PU HD



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – Email : contact.askle@winnCare.fr - www.winnCare.fr
www.winnCare.fr

WINNCARE
g r o u p e



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografije nie stanowią wartości handlowej.

