

PODWIESZKI

PODWIESZKA PEŁNA

Universal Basic z podparciem głowy

Model: Universal Basic PG XS, Universal Basic PG S, Universal Basic PG M, Universal Basic PG L, Universal Basic PG XL, Universal Basic PG XXL

Nr produktu: 009-09823, 009-09824, 009-09825, 009-09826, 009-09827, 009-09828

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Basic Kąpielowa z podparciem głowy

Model: Universal Basic PG Mesh XS, Universal Basic PG Mesh S, Universal Basic PG Mesh M, Universal Basic PG Mesh L, Universal Basic PG Mesh XL, Universal Basic PG Mesh XXL

Nr produktu: 009-09833, 009-09834, 009-09835, 009-09836, 009-09837, 009-09838

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Basic Kąpielowa

Model: Universal Basic XS, Universal Basic S, Universal Basic M, Universal Basic L, Universal Basic XL, Universal Basic XXL

Nr produktu: 009-09803, 009-09804, 009-09805, 009-09806, 009-09807, 009-09808

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Basic Kąpielowa

Model: Universal Basic Kąpielowa XS, Universal Basic Kąpielowa S, Universal Basic Kąpielowa M, Universal Basic Kąpielowa L, Universal Basic Kąpielowa XL, Universal Basic Kąpielowa XXL

Nr produktu: 009-09813, 009-09814, 009-09815, 009-09816, 009-09817, 009-09818

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Comfort z podparciem głowy

Model: Universal Comfort PG XS, Universal Comfort PG S, Universal Comfort PG M, Universal Comfort PG L, Universal Comfort PG XL, Universal Comfort PG XXL

Nr produktu: 009-09763, 009-09764, 009-09765, 009-09766, 009-09767, 009-09768

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Comfort Kąpielowa z podparciem głowy

Model: Universal Comfort PG Kąpielowa XS, Universal Comfort PG Kąpielowa S, Universal Comfort PG Kąpielowa M, Universal Comfort PG Kąpielowa L, Universal Comfort PG Kąpielowa XL, Universal Comfort PG Kąpielowa XXL, Universal Comfort PG Kąpielowa XXXL

Nr produktu: 009-09773, 009-09774, 009-09775, 009-09776, 009-09777, 009-09778, 009-09779

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Comfort Kąpielowa

Model: Universal Comfort Kąpielowa XS, Universal Comfort Kąpielowa S, Universal Comfort Kąpielowa M, Universal Comfort Kąpielowa L, Universal Comfort Kąpielowa XL, Universal Comfort Kąpielowa XXL

Nr produktu: 009-09843, 009-09844, 009-09845, 009-09846, 009-09847, 009-09848

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Comfort Kąpielowa

Model: Universal Comfort Kąpielowa XS, Universal Comfort Kąpielowa S, Universal Comfort Kąpielowa M, Universal Comfort Kąpielowa L, Universal Comfort Kąpielowa XL, Universal Comfort Kąpielowa XXL

Nr produktu: 009-09853, 009-09854, 009-09855, 009-09856, 009-09857, 009-09858

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

PODWIESZKA DO CHODZENIA


Walking (podwieszka do chodzenia)

Model: Walking XXS, Walking XS, Walking S, Walking M, Walking L, Walking XL

Nr produktu: 009-09572, 009-09883, 009-09884, 009-09885, 009-09886, 009-09887

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

WYMIARY PODWIESZEK



Podwieszki All Universal bez podparcia głowy, oraz z podparciem głowy: toaletowa i niska

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	

Podwieszki All Universal z podparciem głowy (PG)

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	

Podwieszki pionizacyjne

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód talii	-	62 - 80 cm	66 - 90 cm	80 - 100 cm	100 - 126 cm	110 - 132 cm	120 - 140 cm

Podwieszki do chodzenia

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód talii	-	62 - 75 cm	76 - 84 cm	85 - 92 cm	93 - 105 cm	106 - 114 cm	116 - 130 cm

PODWIESZKA PEŁNA

Universal Comfort Jednorazowa

Model: Universal Comfort jednorazowa S, Universal Comfort jednorazowa M, Universal Comfort jednorazowa L

Item no.: 008-04104, 008-04105, 008-04106

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Comfort Jednorazowa z podparciem głowy

Model: Universal Comfort jednorazowa HS S, Universal Comfort jednorazowa HS M, Universal Comfort jednorazowa HS L

Item no.: 008-04114, 008-04115, 008-04116

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Hammock Kąpielowa

Model: Universal Hammock Kąpielowa XS, Universal Hammock Kąpielowa S, Universal Hammock Kąpielowa M, Universal Hammock Kąpielowa L, Universal Hammock Kąpielowa XL, Universal Hammock Kąpielowa XXL

Item no.: 009-09673, 009-09674, 009-09675, 009-09676, 009-09677, 009-09678

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal Hammock Kąpielowa z podparciem głowy

Model: Universal Hammock PG siatka XS, Universal Hammock PG siatka S, Universal Hammock PG siatka M, Universal Hammock PG siatka L, Universal Hammock PG siatka XL, Universal Hammock PG siatka XXL

Item no.: 009-09683, 009-09684, 009-09685, 009-09686, 009-09687, 009-09688

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal dla amputantów

Model: Universal dla amputantów XS, Universal dla amputantów S, Universal dla amputantów M, Universal dla amputantów L, Universal dla amputantów XL, Universal dla amputantów XXL

Item no.: 009-09743, 009-09744, 009-09745, 009-09746, 009-09747, 009-09748

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Universal dla amputantów, z podparciem głowy

Model: Universal dla amputantów PG XS, Universal dla amputantów PG S, Universal dla amputantów PG M, Universal dla amputantów PG L, Universal dla amputantów PG XL, Universal dla amputantów PG XXL

Item no.: 009-09753, 009-09754, 009-09755, 009-09756, 009-09757, 009-09758

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

PODWIESZKA PÓŁPEŁNA

Low Back (Niska)

Model: Low Back XS, Low Back S, Low Back M, Low Back L, Low Back XL, Low Back XXL

Item no.: 009-09633, 009-09634, 009-09635, 009-09636, 009-09637, 009-09638

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Toilet (Podwieszka toaletowa)

Model: Toilet XS, Toilet S, Toilet M, Toilet L, Toilet XL, Toilet XXL

Item no.: 009-09543, 009-09544, 009-09545, 009-09546, 009-09547, 009-09548

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

PODWIESZKA DO PIONIZACJI

Standing (Podwieszka pionizacyjna)

Model: Standing S, Standing M, Standing L, Standing XL, Standing XXL

Item no.: 009-09594, 009-09595, 009-09596, 009-09597, 009-09598

Zeskanuj QR i zobacz więcej:

Standing 2-pasy (Podwieszka do pionizacji 2-pasy)

Model: Standing 2-pasy XS, Standing 2-pasy S, Standing 2-pasy M, Standing 2-pasy L, Standing 2-pasy XL, Standing 2-pasy XXL

Item no.: 009-09563, 009-09564, 009-09565, 009-09566, 009-09567, 009-09568


Zeskanuj QR i zobacz więcej:



Model	Podparcie głowy	Siatka
Universal Basic Kąpielowa	Podparcie głowy	-
Universal Basic Kąpielowa	Podparcie głowy	-
Universal Basic Kąpielowa	-	Siatka
Universal Comfort Jednorazowa	Podparcie głowy	Włóknina
Universal Comfort Jednorazowa	-	Włóknina



Model	Podparcie głowy	Siatka
Universal Comfort Kąpielowa	-	-
Universal Comfort Kąpielowa	Podparcie głowy	-
Universal Comfort Kąpielowa	-	Siatka
Universal Hammock Kąpielowa	-	Siatka
Universal Hammock Kąpielowa	Podparcie głowy	Siatka



Model	Podparcie głowy	Siatka
Universal dla amputantów	Podparcie głowy	-
Universal dla amputantów	Podparcie głowy	-
Low Back	-	Siatka
Toilet	-	Siatka



Model	Nr produktu
Leg sling, jeden rozmiar	008-04500

Leg sling (150 kg)

Materiał: Poliester

Model: Leg sling, jeden rozmiar

Nr produktu: 008-04500