

STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE



Stolik Evilence, 1 blat,
w kolorze Jasnego Buku (Light Beech)



Stolik Conforlence, 2 blaty,
w kolorze Jasna Dracena Smocza (Light Dragon Tree)



OPIS PRODUKTU

- Stolik Évilence oraz stolik Conforlence są przeznaczone do użytku domowego oraz domów opieki.
- Stoliki posiadają wytrzymałą konstrukcję ze stali oraz aluminium.
- Gwarancja wynosi od 1 roku do 2 lat.
- Możliwość doboru koloru z szerokiej gamy kolorystycznej zapewnia pełną harmonię z wnętrzem.

HYDRAULICZNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ

STOLIK CONFORLENCE



2 WERSJE

- Jeden nieuchylny blat lub podzielony na część stałą oraz uchylną
- Wysokość blatu regulowana bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej.
- Blat z MDF 19 mm na rogach
- Zaokrąglony blat z relingiem z trzech stron, zapobiegającym spadaniu przedmiotów
- Możliwość 5 pozycyjnej zmiany pochylenia blatu.
- Podstawa do czytania

PRAKTYCZNY

- Wysokość podstawy jezdnej ok. 11 cm, co pozwala na swobodne przesuwanie pod tóżkiem
- 4 podwójne kółka o \varnothing 50 mm, z czego 2 bez możliwości zablokowania

BEZPIECZEŃSTWO

- 71.5 cm - szerokość nóg zapewniająca stabilność

STOLIK ÉVILENCE



- Blat z melaminy, o grubości 19 mm.
- Zaokrąglone kanty
- Rant z 3 stron.
- Podstawa do czytania.
- Kolorystyka blatów: Jasny buk
- Kanty ABS szare RAL 7035 (standardowa kolorystyka)

2 WERSJE

- Jeden nieuchylny blat lub podzielony na część stałą lub uchylną.
- Opcjonalnie: Dwa kółka z możliwością blokady

OPIS	1 BLAT		2 BLATY		ZAKRES PODNOSZENIA	WYSOKOŚĆ NÓZEK	MAX OBIĄŻENIE	KÓŁKA	WAGA
	JEDEN STAŁY BLAT	MAŁY BLAT STAŁY	DUŻY UCHYLNĄY BLAT						
ÉVILENCE	92 x 46 cm	-	-		76 do 115 cm	10 cm	15 kg	\varnothing 50 mm bez możliwości zablokowania	13 kg
	-	29 x 46 cm	64 x 46 cm		76 do 115 cm	10 cm	15 kg	\varnothing 50 mm bez możliwości zablokowania	13 kg
CONFORLENCE	91 x 43 cm	-	-		76 do 114 cm	11 cm	15 kg	\varnothing 50 mm z możliwością zablokowania	16 kg
	-	30 x 43 cm	61 x 43 cm		76 do 114 cm	11 cm	15 kg	\varnothing 50 mm z możliwością zablokowania	16 kg

ÉVILENCE gwarancja : 1 rok - CONFORLENCE gwarancja : 2 lata

Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantif.fr
www.winncare.fr

WINNCARE
g r o u p e

W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINN CARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

