

WINN'MOTION 175®



OPIS PRODUKTU

Podnośnik jezdny Winn'Motion 175® został zaprojektowany zgodnie z normą ENISO 10535:2007, która ma zastosowanie do podnośników służących do przenoszenia osób niepełnosprawnych.

Jest to lekki i kompaktowy podnośnik o stosunkowo niewielkich rozmiarach przeznaczony do placówek medycznych jak i do opieki domowej. Łatwy do transportowania, przechowywania oraz montażu.

Podnośnik jest odpowiedni dla osób do wagi 175 kg.

Podnośnik jezdny Winn'Motion 175® zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkownika zarówno dla pacjenta jak i opiekuna. Wyposażony jest w przycisk zatrzymania awaryjnego z boku sterownika, system zapobiegający opadnięciu ramienia. Podnośnik posiada także elektryczny system awaryjnego opuszczania.

Podnośnik jezdny Winn'Motion 175® można zwolnić ręcznie za pomocą ergonomicznego pokrętki.

Podstawa jezdna podnośnika rozstawiana jest za pomocą lekko działającego pedału.



Specjalne kółka



4- punktowy wieszak

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU



Przycisk awaryjnego zatrzymania

- Podwójne koła $\varnothing 75$ mm z przodu i $\varnothing 100$ mm z tyłu
- Ciężar: 36 kg
- Wieszak obrotowy: 360°
- Specjalne kółka (opcjonalne)
- Sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania baterii
- Akumulator wystarczający na 40 cykli (24 V)
(1 cykl = 1 podniesienie/opuszczenie)
- Czas wymagany do pełnego naładowania: 8 do 10 godzin.
- Awaryjne elektryczne opuszczanie
- Sygnał dźwiękowy ładowania baterii
- Wieszak jest wyściętany i zabezpieczony przez cztery punkty zawieszenia unieszone za pomocą systemu bezzwrotnego
- Z możliwością rozłożenia na 2 części składowe bez użycia narzędzi

Specyfikacja techniczna	Max. waga pacjenta	Przednie kółka	Tylne kółka	Normy	Napęd	Waga
Winn'Motion 175®	175 kg	7,5 cm	10 cm	ISO 10535	LINAK IP54	36 kg


Podnośnik w kolorze: RAL 7037 grey

Pilot, części elektryczne i mechaniczne: 5 letnia gwarancja

Akumulatory, podwieszki: 1 rok

Wymiary:

- A - 59 cm
- B - 185 cm
- C - 110 cm
- D - 65 cm
- E - 84 cm
- F - 12 cm



Producent: Winnicare Group, Ctra. Masía del Juez 37b, 46909 Torrent Valencia - SPAIN,

Tel: +34 9 61 56 55 21, Fax: +34 9 61 56 03 83, E-mail: info@winnicare.es

www.winnicare.com



MDD93/42/EEC
Class I

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

WINNCARE
g r o u p e

