

X'PRESS®



OPIS PRODUKTU

- X'Press został tak zaprojektowany aby jego montaż i demontaż był bardzo intuicyjny. Wszelkie narzędzia są zbędne.

- Części w kolorze niebieskim odpowiadają funkcjom. Ich rolą jest podpowiedzenie kolejnych czynności przy składaniu łóżka.

- Nowy system mocowania paneli „Easy move” pozwala uniknąć zgubienia podkładek i wzmacnia zamocowanie paneli szczytowych łóżka.

- Sposób poprowadzenia przewodów ogranicza ich narażenie na naciągnięcie i uszkodzenie.

- Ergonomia mechaniczna łóżka umożliwia osobie instalującej zachowanie pozycji zalecanych w profilaktyce dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (w czasie dostawy, montażu i demontażu łóżka).

- X'press nie jest łóżkiem o dużych rozmiarach, posiada kółka, dzięki czemu jest łatwy w transporcie - nie wymaga użycia wózka i jest łatwy do przechowywania.

- X'Press został tak zaprojektowany aby jego montaż i demontaż był bardzo intuicyjny. Wszelkie narzędzia są zbędne.





Przekształcenie wózka w ramę łóżka.



Przykręcenie dolnej części stelaża leża w pozycji poziomej.



Połączenie dwóch części stelaża łóżka, wzmocnione za pomocą wkręcanego bolca.



Łóżko na zdjęciu wyposażone w panele Madelia w kolorze jasny buk, poręcze i stelaż malowane proszkowo.



Mocowanie paneli systemem **EASY MOVE** proste, szybkie i bezpieczne



Zestaw do transportu w pozycji poziomej

NAZWA	WYMIARY	REGULOWANA WYSOKOŚĆ	PODPARCIE PLECÓW	UNIESIENIE NÓG	OPCJE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ
X'PRESS 2 funkcje	Łóżka złożone 90 x 200 cm, stelaż leża składany. Łóżko złożone 50 cm szerokości, 90 cm długości, 60 cm wysokości	34 do 84 cm - Odległość od podłogi: 13 cm	0° - 75°	12° zębatka	Regulacja pozycji pleców z zębatką	Ciężar nominalny 170 kg Materac 20 kg Pacjent 135 kg Akcesoria 15 kg	Ø 100 mm	IEC 60601-2-52 do użytku w środowisku 3,4 i 5	Siłownik i sterownik LINAK IP66 Pilot z blokadą LINAK IP 54
X'PRESS 3 funkcje bez regulacji utożenia ud i podudzi				13.5° elektryczne					
X'PRESS 3 funkcje z regulacją utożenia ud i podudzi				Zgięcie kolan 26° - 16° regulacja ustawienia nóg przez zębatkę					

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

- 2 uchwyty na akcesoria (na bocznych barierach)
- 2 statywy na kroplówkę (przy zagłówku)
- wysięgnik (przy zagłówku)

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5lat*

Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok*

*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu - patrzeć na instrukcję użytkowania.

Gwarancja 3 lata*



Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.fr
www.winnCare.fr

WINNCARE
g r o u p e



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINN CARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

