

X'PRIM3®



OPIS PRODUKTU


- Łóżko X'PRIM3 powstało w oparciu o zasadę ERGOFIX, czyli opatentowany system składania i rozkładania. X'PRIM3 może bez trudu rozłożyć jedna osoba.

- Mocowanie paneli sposobem Easy-move.
- Niewymagający narzędzi montaż i demontaż oparcia pleców i oparcia nóg.
- Dodatkowe oznakowanie do montażu: niebieskie elementy pomagające w montażu.
- Bolce blokujące dla wzmocnienia stelaża leża złożonego z dwóch części.

- Barierki z bezpiecznym mocowaniem.
- Mocowanie przewodów panelu kontrolnego i siłownika na ramie.
- Oparcie pleców składane do 75°.
- Sterownik na siłowniku jest regulowanej wysokości dla ograniczenia hałasu i wibracji.



Ergonomiczny montaż i demontaż




Bolce blokujące wzmacniają dwuczściowy stelaż leża



Poszerzona rama zapewnia stabilność boczną



Sterownik na siłowniku regulowanej wysokości dla ograniczenia hałasu i wibracji



Mocowanie paneli szczytowych systemem EASY MOVE

Opcje i wyposażenie dodatkowe

- Elektryczna regulacja oparcia pleców do funkcji CPR (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
- Regulacja położenia oparcia pleców z zębatką
- Elektryczna regulacja położenia nóg
- Centralna blokada kótek
- Odbojnik ścienny
- Pilot na podczerwień

NAZWA	WYMIARY	REGULOWANA WYSOKOŚĆ	PODPARCIE PLECÓW	UNIESIENIE NÓG	OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ
X'PRIM3 2 funkcje 3 funkcje Standardowe kolory z palety RAL7035	Łóżko złożone 90 x 200 cm	od 34 do 84 cm - Odległość od podłogi: 13 cm	0° - 75°	12° Zębatka Regulacja ustawienia ud i podudzi 26° i 16° regulacja ustawienia oparcia nóg zębatką	Ciężar nominalny: 170 kg Materac :20 kg Maksymalna waga pacjenta: 135 kg Akcesoria: 15 kg	Ø 100 mm	IEC 60601-2-52 zgodne ze środowiskiem 3, 4 i 5	Siłownik i sterownik LINAK IP66 Pilot blokowany LINAK IP54

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

- 2 uchwyty na akcesoria (na bocznych barierach)
- 2 statywy na kroplówkę (przy zagłówku)
- wysięgnik (przy zagłówku)

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5lat*
Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok*

Gwarancja 3 lata*

*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu - patrzeć na instrukcję użytkowania.



Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr
www.winncare.fr

WINNCARE
g r o u p e



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINN CARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.

