

XXL DIVISYS® 2.0



Łóżko XXL Divisys
ze szczytami Jasny Buk ABÉLIA,
RAL 1001 PVC -poręcz i obrzeża.
Rama kolor: RAL 7035.



OPIS PRODUKTU

• ŁÓŻKO XXL DIVISYS, ZGODNIE Z ZASADĄ ERGOFIX, JEST OPARTE NA OPATENTOWANYM SYSTEMIE MONTAŻU I DEMONTAŻU.

PREWENCJA SCHORZEŃ MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH I ERGONOMIA:

- Ergonomiczny montaż i demontaż.
- Regulowana wysokość: od 35 do 81 cm.

KOMFORT I HIGIENA

- Dzielone leże łóżka ze spawanymi metalowymi panelami.
- Nowy sterownik C40 redukujący uciążliwe wibracje i dźwięki.

BEZPIECZEŃSTWO

- Mechaniczny system blokowania pozycji łóżka.



Producent: WinnCare Group - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr
www.winncare.fr

WINNCARE
g r o u p e




W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINN CARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.



ŁÓŻKO DLA PACJENTÓW O WADZE DO 270 KG



Pilot na podczerwień
(opcjonalnie)

Łóżko na kołach ze szczytami Auzence, kolor szczytów i listew Jasny Buk (Light Beech), Ral 7030 - poręcz otaczająca szczyt.



Opcja wyglądu łóżka: szczyty Medidom, na nóżkach z listwami, wykończenie w kolorze Light Dragon Tree.

*Niekompatybilne z poręczami łóżka



Nowy sterownik CA40
łatwy dostęp do podłączeń, bez przeszkadzających wibracji i odgłosów.

3 podstawowe wykończenia:

- Na kołach
- Na kołach z listwą boczną
- Na stałych nóżkach z listwami

OPIS	WYMIARY	REGULOWANA WYSOKOŚĆ	BR	PODNOŻEK	OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ
XXL DIVISYS 2 funkcje elektryczne	120 x 200 cm	35 do 81 cm	70°	12° regulacja zębatką	Obciążenie maksymalne (1) 315 kg materac 30 kg pacjent 270 kg akcesoria 15 kg	Ø 100 mm z hamulcem bez ochrony gwintów	IEC 60601-2-52 kompatybilne ze środowiskami 1, 2, 3, 4 i 5	LINAK IP66
	140 x 200 cm							
XXL DIVISYS 3 funkcje elektryczne	120 x 200 cm							
	140 x 200 cm			26° sekcja ud i 16° sekcja stóp regulowana zębatką				

- 2 futerały na akcesoria (po długości)
- 2 wieszaki z 4 zaczepami (od strony głowy)
- 2 wysięgniki (od strony głowy)

Pilot, części elektryczne i mechaniczne: 5-let gwarancji*

Szczyty i akcesoria: 1-rok gwarancji*

*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu- patrz: instrukcja.

