

e-STATION ROZWIĄZANIE DO ŁADOWANIA W SZYNIE

E-Station, najnowszy dodatek do rodziny rozwiązań szynowych, zapewnia, że podnośnik sufitowy Luna jest zawsze naładowany i gotowy do pracy. Po prostu ustaw Lunę w obszarze ładowania e-Station, a ładowanie rozpocznie się automatycznie.



Estetyczne rozwiązanie

E-Station to 1-metrowy odcinek szyny 75 mm ze zintegrowaną funkcją ładowania. Nasza nowa e-Station uzupełnia dyskretne rozwiązanie bez widocznej stacji ładowania zamontowanej na ścianie.

Dla nowych instalacji i jako doposażenie do już istniejących

E-Station można łatwo zamontować i wdrożyć w nowych instalacjach, a także doposażyć istniejące systemy jednotorowe. Jest kompatybilna z obrotnicami i przy odpowiedniej konfiguracji szyn, może być również montowana w systemach XY. E-Station może być zamontowana na końcu szyny na ścianie lub podwieszona pod sufitem.

Dwie Luny na raz

E-Station jest kompatybilna z Luną 200/275 kg, zamontowana na wózku z bagnetem z przeniesieniem mocy. Zintegrowanie e-Station z istniejącym systemem jednotorowym jest proste i wymaga jedynie zmiany oznakowania i wózka do Luni; dwa proste kroki i Luna jest gotowa do ładowania w e-Station. Strefa ładowania e-Station może pomieścić dwie Luny na raz.

